

PRACOWNIA FIZYCZNA 2

Instytut Fizyki Centrum Naukowo Dydaktyczne



P2-F2. Badanie zjawiska Halla

Zagadnienia

Efekt Halla. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym – siła Lorentz'a. Pole magnetyczne przewodnika z prądem. Pole magnetyczne solenoidu. Wykorzystanie efektu Halla.

1 Wprowadzenie

- \rightarrow Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym
- \rightarrow Efekt Halla

Pod wpływem pola magnetycznego o indukcji B, w sondzie Halla, przez którą płynie prąd sterujący I_S , generuje się napięcie poprzeczne U_Y będące sumą spadków napięć, które są wywołane przez różne efekty towarzyszące zjawisku Halla:

$$U_{Y} = U_{H} + U_{E} + U_{N} + U_{RL} + U_{A},$$

gdzie U_H - napięcie Halla , pojawiające się w układzie przy obecności zewnętrznego pola magnetycznego, U_E - napięcie wywołane efektem Ettingshausena, U_N – napięcie Nernsta, U_{RL} – napięcie Righi - Leduca, U_A – napięcie asymetrii, wynikające z asymetrycznego ustawienia sond napięciowych na badanej próbce.

Jeśli pomiary napięcia poprzecznego przeprowadzić dla czterech możliwych kombinacji kierunku przepływu prądu I_S względem kierunku linii pola magnetycznego (dla tych samych wartości I_S), to można tym sposobem wyeliminować wpływ "pasożytniczych" efektów na wartość napięcia Halla. Dla czterech kolejnych pomiarów można napisać:

$$\begin{split} &U_{Y_1}(+I_S,+B) = &U_H + U_E + U_N + U_{RL} + U_A, \\ &U_{Y_2}(-I_S,+B) = -U_H - U_E + U_N + U_{RL} - U_A, \\ &U_{Y_3}(-I_S,-B) = &U_H + U_E - U_N - U_{RL} - U_A, \\ &U_{Y_4}(+I_S,-B) = -U_H - U_E - U_N - U_{RL} + U_A. \end{split}$$

Dodając powyższe równania stronami, otrzymuje się

$$U_E + U_H = \frac{1}{4} (U_{Y_1} - U_{Y_2} + U_{Y_3} - U_{Y_4}).$$


Wzór ten pozwala obliczyć napięcie Halla.

2 Układ pomiarowy

Układ pomiarowy do badania zjawiska Halla jest przedstawiony na rys. 1. Zasadniczą częścią układu jest półprzewodnikowy czujnik Halla S, umieszczony między biegunami elektromagnesu. Wszystkie połączenia elektryczne wyprowadzone są na jedną płytkę i oznaczone w następujący sposób:

I_S – prąd próbki, regulowany potencjometrem P_Z,

U_Y – napięcie poprzeczne na próbce, powstałe między innymi w wyniku efektu Halla,



Rys. 1: Schemat poglądowy układu pomiarowego badania efektu Halla

U_X – napięcie podłużne na próbce,

 ${\bf P}$ – potencjometr służący do regulacji napięcia poprzecznego, występującego przy zerowym polu magnetycznym.

Iloraz $U_X/I_S = R$ jest oporem podłużnym próbki.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości stałej Halla R_H i koncentrację ładunku n_0 w półprzewodniku, na bazie którego wykonany jest czujnik Halla.

3 Pomiary

- 1. Dla dwóch ustalonych wartości prądu próbki $I_S = 12$ i 24 mA mierzyć zależność napięcia podłużnego i poprzecznego w funkcji natężenia prądu elektromagnesu co 0.2 A do 2.4 A. Zerowanie napięcia poprzecznego na początku wykonać przy największej wartości prądu próbki i rozwartym obwodzie elektromagnesu (indukcja pola magnetycznego musi być równa zero).
- 2. Dla dwóch ustalonych wartości indukcji pola magnetycznego 150 i 300 mT mierzyć napięcie poprzeczne U_Y w funkcji natężenia prądu próbki do wartości 24 mA, co 2 mA.
- 3. Przy wartości prądu próbki 24 mA i indukcji 300 mT pomierzyć napięcie poprzeczne dla wszystkich kombinacji kierunków obu prądów cztery kombinacje, czyli cztery pomiary. Kierunki prądów zmieniać przez przełączanie przewodów prądowych. Przed każdym pomiarem zerować napięcie poprzeczne (obwód elektromagnesu rozwarty).

4 Opracowanie wyników pomiarów

1. Wartości prądu elektromagnesu I, przeliczyć na wartości indukcji pola magnetycznego B według tabeli

I, A	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
B, mT	26	58	88	120	150	175	200	230	255	280	300	320	335

- 2. Na wspólnym wykresie przedstawić zależności napięcia Halla U_H , w funkcji indukcji pola magnetycznego B, zmierzone dla różnych natężeń prądu próbki I_S .
- 3. Metodą regresji liniowej dopasować linię prostą do zależności U_H w funkcji indukcji pola magnetycznego B.
- 4. Zapisać współczynniki prostej w poprawnym formacie wraz z niepewnościami i z jednostkami.

5. Korzystając z równania prostej i ze wzoru na napięcie Halla

$$U_{\rm H} = R_H \frac{I_{\rm S}}{d} B,\tag{1}$$

gdzie $d = 8 \cdot 10^{-5}$ m, obliczyć wartość stałej Halla R_H .

- 6. Korzystając z prawa przenoszenia niepewności, obliczyć $u(R_H)$. Zapisać wynik wraz z niepewnościa w poprawnym formacie i z jednostką.
- 7. Na wspólnym wykresie przedstawić zależności napięcia Halla U_H w funkcji natężenia prądu próbki I_S , zmierzone dla różnych wartości indukcji pola magnetycznego B.
- 8. Metodą regresji liniowej dopasować linię prostą do zależności U_H w funkcji natężenia prądu próbki I_S .
- 9. Korzystając z równania prostej i ze wzoru na napięcie Halla , obliczyć wartość stałej Halla R_H .
- 10. Korzystając ze wzoru

$$n_0 = \frac{1}{eR_H},\tag{2}$$

wyznaczyć koncentrację n_0 nośników ładunku (e oznacza ładunek elektronu).

- 11. Korzystając z prawa przenoszenia niepewności, obliczyć $u(n_0)$. Zapisać wynik wraz z niepewnościa w poprawnym formacie i z jednostką.
- 12. Na wspólnym wykresie przedstawić zależności oporu podłużnego próbki R, w funkcji indukcji pola magnetycznego, dla różnych natężeń prądu próbki I_S .
- 13. Korzystając z wzorów z wprowadzenia, przeanalizować wyniki pomiarów.
- 14. Skomentować otrzymane wyniki.