

PRACOWNIA FIZYCZNA 1

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne



P1-E3. Badanie drgań relaksacyjnych w układzie RC

Zagadnienia

Wyładowania jarzeniowe w gazach rozrzedzonych. Ładowanie kondensatora napięciem stałym. Rozładowanie kondensatora. Zasada działania neonówki. Drgania relaksacyjne.

1 Układ pomiarowy

Schemat układu pomiarowego przedstawiony jest na rys. 1. Zasadniczym elementem obwodu jest neonówka N o napięciu zapłonu U_Z i napięciu gaśnięcia U_G . Po włączeniu zasilania w obwodzie rozpoczyna się ładowanie kondensatora o pojemności C. Kondensator jest połączony równolegle z neonówką, zatem gdy na kondensatorze napiecie wzrośnie do wartości U_Z , neonówka się zaświeci, rozładowując kondensator. Zgaśnie, gdy napięcie spadnie do wartości U_G . Szybkość ładowania kondensatora limitowana jest oporem R. Oporność obwodu R i pojemność kondensatora C są regulowane. Pomiarowi podlega okres drgań światła neonówki.




Fig. 1: Schemat układu pomiarowego

Dla okresu T > 1 s pomiar prowadzony jest przy pomocy stopera. Mierzy się czas t trwania 10 okresów. Dla mniejszych wartości okresu T, należy mierzyć długość impulsu L (w działkach) na ekranie oscyloskopu, przy włączonym generatorze podstawy czasu i wyzwalaniu wewnętrznym normalnym, ze stałą czasową a (w jednostkach ms/działkę).

Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności okresu drgań relaksacyjnych od rezystancji obwodu R, pojemności kondensatora C oraz od napięcia zasilania U.

2 **Pomiary**

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od rezystancji T(R)

- 1. Ustalić z prowadzącym zajęcia wartości pojemności w układzie (jedną rzędu 1–4 μ F, drugą rzędu 30-90 nF).
- 2. Wybrać pierwszą z ustalonych pojemności na kondensatorze dekadowym.
- 3. Ustawić napięcie zasilania U (np. 110 V).

- 4. Mierzyć okres drgań relaksacyjnych w funkcji oporności R.
 - →W zależności od rodzaju pomiaru stoperem czy oscyloskopem wypełnia się prawą lub lewą część tabeli pomiarowej.
- 5. Podobne pomiary wykonać dla drugiej pojemności.

U = V			C = mF			
	pomiar s	toperem	pomiar oscyloskopem			
$R, k\Omega$	t, s	T, s	L, dz	a, ms/dz	T, ms	
:						

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od pojemności T(C)

- 6. Przy ustalonym napięciu U i ustalonej rezystancji R, zmierzyć okres drgań relaksacyjnych dla pojemności C podanych w tabeli. Na podstawie tych pomiarów będzie możliwe określenie pojemności nieoznaczonych kondensatorów, wbudowanych w układzie.
- 7. Zmierzyć okres drgań dla czterech nieoznaczonych kondensatorów.

U = V			$R = , k\Omega$			
	pomiar stoperem		pomiar oscyloskopem			
С	t, s	T, s	L, dz	a, ms	/dz /	Γ , ms
80 nF						
100 nF						
200 nF						
400 nF						
600 nF						
800 nF						
$1 \mu F$						
$2 \mu F$						
$4 \mu F$						
$6 \mu F$						
$8 \mu F$						
$10 \ \mu F$						
C_1						
C_2						
$egin{array}{c} C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{array}$						
C_4						

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od napięcia zasilania $T(\mathbf{U})$

8. Przy ustalonych wartościach rezystancji obwodu R (np. 900 k Ω) i pojemności C (np. 500 nF), mierzyć okres drgań relaksacyjnych w funkcji napięcia zasilania, zmienianego w zakresie od 110 do 150 V co 5 V.

C = mF			$R = , k\Omega$			
	pomiar s	toperem	pomiar oscyloskopem			
U, V	t, s	T, s	L, dz	a, ms/dz	T, ms	
:						

3 Opracowanie wyników pomiarów

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od rezystancji T(R)

- 1. Sporządzić wykres zależności okresu drgań relaksacyjnych T od rezystancji obwodu R. Na niektórych punktach pomiarowych zaznaczyć słupki niepewności. Niepewność pomiaru czasu musi uwzględniać refleks (w przypadku pomiaru stoperem) lub skalę na oscyloskopie (w przypadku pomiaru przy pomocy oscyloskopu).
- 2. Metodą regresji liniowej obliczyć współczynniki prostej $T=f(\mathbf{R})$ wraz z niepewnościami. Wyniki zapisać w poprawnym formacie wraz z jednostkami.
- 3. Obliczyć teoretyczną wartość współczynnika nachylenia otrzymanej prostej na podstawie wzoru teoretycznego [1]

$$T = RC \ln \frac{U - U_g}{U - U_z},\tag{1}$$

gdzie: $U_g = 78.4~\mathrm{V}$ - napięcie gaśnięcia neonówki, $U_z = 90.0~\mathrm{V}$ - napięcie zapłonu neonówki.

- 4. Korzystając z prawa przenoszenia niepewności wyliczyć niepewność wyznaczonego współczynnika nachylenia. Wynik wraz z niepewnością zapisać w odpowiedniej formie.
- 5. Wykonać test zgodności wartości współczynnika nachylenia, wyznaczonego z regresji liniowej oraz wyznaczonego ze wzoru (1).

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od pojemności $T(\mathbf{C})$

- 6. Sporządzić wykres zależności okresu drgań T od pojemności C, w skali logarytmiczno-logarytmicznej.
- 7. Z wykresu określić wartości pojemności kondensatorów C_1, C_2, C_3 i C_4 .
- 8. Metodą regresji liniowej obliczyć współczynniki prostej $T=f(\mathbf{C})$ wraz z niepewnościami. Wyniki zapisać w poprawnym formacie wraz z jednostkami.
- 9. Obliczyć teoretyczną wartość współczynnika nachylenia otrzymanej prostej na podstawie wzoru teoretycznego (1).
- 10. Wykonać test zgodności wartości współczynnika nachylenia, wyznaczonego z regresji liniowej oraz wyznaczonego ze wzoru (1).

Zależność okresu drgań relaksacyjnych od napięcia zasilania $T(\mathbf{U})$

11. Sporządzić wykres zależności okresu drgań relaksacyjnych T od napięcia zasilania U. Na niektórych punktach pomiarowych zaznaczyć słupki niepewności.

Wnioski

- 12. Skomentować każdy z otrzymanych wykresów.
- 13. Skomentować zgodność porównywanych parametrów.

Literatura

[1] S Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Część III Elektryczność i magnetyzm. PWN, 1980.